
Sorbact® – samoprzylepne opatrunki chirurgiczne



Opakowania i rozmiary:

Opatrunki są jałowe i pakowane pojedynczo do jednorazowego użytku.

opatrunek razem z błoną samoprzylepną	powierzchnia przylegająca do rany
5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm
8 x 10 cm	4 x 6,5 cm
8 x 15 cm	4 x 11 cm
10 x 20 cm	5 x 15 cm
10 x 25 cm	5 x 20 cm
10 x 30 cm	5 x 25 cm
10 x 35 cm	5 x 30 cm


Kiedy nie należy stosować opatrunków chirurgicznych Sorbact®?

Sorbact® Surgical samoprzylepny opatrunek chirurgiczny nie może być stosowany jednocześnie z maściami lub kremami zawierającymi tłuszcze. Tłuszcze blokują hydrofobowy efekt oddziaływania opatrunków Sorbact®.

O czym należy pamiętać stosując opatrunek chirurgiczny Sorbact®?

Sorbact® zawsze nakładamy zieloną powierzchnią na ranę.

Opatrunek chirurgiczny Sorbact® jest przeznaczony do jednorazowego użytku i należy go wyrzucić po usunięciu ze skóry.



Działania niepożądane:

Nie są znane.

Przechowywanie:

Chronić przed światłem.
